

イオン誘導を超える^{※1}プラズマの実力

あなたの肌を^{覚醒}RISE^{※2}させる至高の逸品がここに。



使用方法



※1 COSBEAUTY製品のイオン誘導機器との比較

※2 化粧水などと併用することで、浸透率をアップさせること

パールホワイト / パールディープブルー

COSBEAUTY プラズマ美顔器 RISE R1 Air

定価 23,100円(税込)

 COSBEAUTY

いつも使っている化粧水 手塗りだけで満足ですか？



COSBEAUTY独自技術の
プラズマヘッドを搭載

プラズマを肌に当てる事で
【独自の浸透ルート】を作り、
化粧水の浸透率を上昇させます。

RISE R1 Airのポイント

- 1日1回使えます！
- 無添加化粧水推奨！
- プラズマ照射後に、
化粧水・美容液を塗布！
- お風呂上り・ご就寝前の
使用がオススメ！



プラズマ習慣で乾燥したお肌に、
更に潤いを。

プラズマの使い方



1

洗顔し肌を綺麗にします。



2

水気を拭き取ります。



3

プラズマ照射。
1日1回、顔全体で約5-10分です。



4

プラズマ後1時間は
メイク・日焼け止めは禁止

